

Vybavení ordinace gynekologie produktový katalog



Zajišťujeme kompletní vybavení ordinací vysoce kvalitními přístroji, nábytkem a doplňky. Zpracujeme Vaše specifické požadavky pro pohodlí a spokojenost Vaši i Vašich klientů.

Více než jen prodej ...

Společnost DN FORMED Brno s.r.o působí na českém trhu od roku 1992 v oblasti distribuce zařízení a servisních služeb pro privátní zdravotnický sektor, nemocnice, kliniky, laboratoře, rehabilitace, ústavy sociální péče, lázně a wellness provozy.

Specializujeme se na vybavení operačních sálů, ARO, JIP a kompletace technologických celků.

Zaměřujeme se na výrobky vysoké kvality s dlouhou životností.

Dlouhodobě zastupujeme několik renomovaných zahraničních firem z různých lékařských oborů:

MEDELA, DERUNGSS, NOUVAG – Švýcarsko, SCHMITZ, DUFNER – Německo, EMED, METRUM

CRYOFLEX – Polsko, ENVAIR - Anglie.

Zajišťujeme montáž a servis dodávaného zboží, spolupracujeme s inženýrskou kanceláří se specializací na lékařskou techniku pro dodávky komplexních technologických celků.

Realizovali jsme mnoho dodávek pro stacionární a mobilní zdravotnická pracoviště.

Ve spolupráci s bankovními institucemi zajišťujeme financování technologických celků včetně finančního leasingu.

Využíváme vlastní kalibrační laboratoř pro kalibrace pipet a validace laboratorních zařízení.

V oblasti metrologie zajišťujeme poradenství pro zajištění metodologických postupů v nemocnicích.

V rámci mezinárodních výstav zdravotnické techniky jsme obdrželi řadu významných ocenění pro výrobky firem, které na českém trhu zastupujeme.

Společnost DN FORMED Brno s.r.o. je certifikována TUV dle systému ISO ČSN EN ISO 9001:2009.

Obsah

Vyšetřovací křesla Schmitz.....	4
Chirurgické odsávačky Medela.....	5
Elektroautery Emed.....	6
Svítlidla Derungs.....	7
Fetální monitory a dopplery Edan.....	8

Vyšetřovací a zákroková křesla, lékařský nábytek a mobiliář

Model Arco

- nevšední design, nejmodernější technologie
- jednoduché usazení pacientky díky nízké základní poloze
- elektromotorem nastavitelné polohy včetně trendelenburgovy
- ergonomický systém podpory nohou
- možnost výběru barev konstrukce a čalounění
- variabilní uspořádání pomocí velkého množství doplňků
- jednoduchá údržba díky hladkým, minimálně děleným plochám
- tvarově příjemný design pomáhá vytvořit pohodovou a uvolněnou atmosféru
- možnost uložení čtyř vyšetřovacích poloh do paměti
- nosnost až 250 kg



Model Medi-Matic

- moderní ergonomický design
- nastavení podpory nohou pomocí elektromotoru
- nastavení výšky, sklonu sedáku a sklonu opěradla pomocí elektromotoru
- rychlá změna polohy – během několika sekund
- trendelenburgova poloha
- úspora času a zvýšení komfortu obsluhy díky paměťovým funkcím; paměť až 8 poloh
- velmi nízká základní poloha dovoluje snadné usazení pacientky
- jednoduchá údržba díky hladkým neděleným plochám
- možnost výběru barev konstrukce a čalounění
- nosnost do 200 kg



Lékařský nábytek a široká nabídka mobiliáře



Vzorník barev



Odsávací systémy

Odsávačky švýcarského výrobce Medela AG jsou charakteristické svojí vysokou výkonností, inteligentním bezpečnostním opatřením a snadnou obsluhou. Mimořádně spolehlivý chod díky pístovému systému a nenáročný provoz odsávaček garantuje splnění nejvyšších nároků kladených při odsávání. S komplexní řadou příslušenství nabízí Medela moderní účinná řešení.

Široká řada typů odsávaček nabízí možnost jejich využití v privátní lékařské praxi, domácí i nemocniční péči, LDN nebo sanitních vozech.

BASIC 35

Účinná univerzální volba

Technologie nejvyšší úrovně

- pístový systém pro rychlé vytvoření vakua
- efektivní sací výkon: min. 30 l/min
- min. průtok 25 l/min., max. průtok 35 l/min.
- podtlak: - 90 kPa, tolerance +/- 15%
- membránový regulátor vakua pro přesný sací výkon
- záruka na agregát přístroje 5 let

Flexibilita

- přenosná nebo pojízdná verze
- příslušenství pro jednorázové nebo opakované použití
- vhodná i pro vakuumextrakce

Výhody

- velmi tichý a spolehlivý provoz
- bezúdržbový systém
- dlouhá životnost

Další typy odsávaček

Podrobná technická data k jednotlivým typům odsávaček sdělíme na vyžádání.



BASIC VEX
- pro vakuum extrakce



VARIO 18
- pro ambulance a lůžka



CLARIO
- pro domácí péči

Elektrochirurgie bez hranic

Univerzální elektrochirurgický generátor EMED ES 120

ES120 nabízí samostatné ovládání monopolárního řezu a koagulace a bipolární koagulace. Generátor je možné doplnit o multifunkční noční spínač.

Přístroj pracuje v následujících módech:

- čistý řez
- řez s hemostází
- povrchová koagulace
- hloubková koagulace
- bipolární koagulace

Díky intuitivnímu ovládání a jednoduchému použití je generátor ES120 ideální pro ambulantní použití v gynekologii, dermatologii a plastické chirurgii, stejně jako při drobných chirurgických zákrocích.




Výhody

- samostatné ovládání monopolárního a bipolárního výstupu
- samostatný konektor pro připojení monopolárního a bipolárního příslušenství.
- multifunkční noční spínač

Volitelné příslušenství

Součástí nabídky je široká řada volitelného příslušenství k nabízeným elektrokauterům EMED:



EMED představuje celou řadu výkonných elektrochirurgických generátorů



EMED ES 300



EMED ES 350



EMED ES 350
(argon + thermostapler)



EMED ARTRO



EMED ES SPECTRUM



EMED ATOM

Švýcarská kvalita ověřená 65 letou tradicí

Typologie

- operační / zákroková - stropní, nástěnná, pojízdná
- zákroková / vyšetřovací - stropní, nástěnná, pojízdná nebo s volitelným uchycením na eurolištu, stůl

Základní standardy výrobce

- špičková švýcarská kvalita
- vysoká světelná intenzita technologie LED
- diamantová optika pro optimální míchání barev světla (u vybraných typů svítidel)
- moderní design
- všechny klouby svítidel jsou fixovány speciálním balančním systémem
- flexibilní ramena vyráběná speciální technologií zaručující jejich dlouhou životnost
- odnímatelný držák sterilizovatelný na 120 °C (u vybraných typů svítidel)
- variantní řešení
- ekonomický a praktický provoz
- nejaktuálnější lékařské normy
- vysoké bezpečnostní předpisy
- záruka 2 roky

Kompletní katalog svítidel a podrobné technické nákresy k jednotlivým typům svítidel zašleme na vyžádání.




Triango LED - 60.000 lx / 1m, 4500 K



Iris LED - 50.000 lx / 1m, 4300 K



Visiano 20 LED - 60.000 lx / 0,5m
3500 K / 4500 K



Visiano 10 LED - 50.000 lx / 0,5m, 4400 K



Halux LED - 40.000 lx / 0,5m, 4400 K nebo
4400 K / 3800 K / 3300 K



HX LED - 15.000 lx / 0,5m, 4000 K

Fetální monitor F3

Lehký a přenosný fetální monitor s obrazovkou, který nabízí jeden z nejpokročilejších integrovaných způsobů monitorování pro privátní gynekologické ambulance a gynekologicko-porodnické kliniky. Je určen pro kontinuální předporodní a porodní monitoring dítěte i matky.

Vlastnosti

- 5,6" barevná vyklápěcí obrazovka
- rychlý tisk uložených křivek 15 mm/s
- dobíjecí lithiová baterie na 4 hodiny provozu
- vysoce citlivá voděodolná sonda s 8 krystaly zajišťuje přesné měření a redukuje falešné signály
- 12 hodinová paměť pro ukládání dat
- vysoce citlivý 1MHz vodotěsný snímač
- rozhraní USB pro přenos dat, možnost výstupního formátu A4 v PDF, JPG, TIF
- manuální označení pohybu plodu
- fetální stimulátor – volitelný
- možnost výběru typu přístroje pro monitoring 1 dítěte (F3) nebo dvojčat (F3 Dual)



Další typy fetálních monitorů



F6, F6 Dual



F9 Dual, F9 Expres Dual

Fetální dopplery SonoTrax

Jednoduché, kompaktní, ergonomické a lehké fetální dopplery zajišťující běžné vyšetření srdeční akce plodu. Vyhovují požadavkům porodníků, porodních asistentek i samotných těhotných žen.



SonoTrax Basic
- model s numerickým LCD displejem zobrazujícím srdeční akce plodu.



SonoTrax Basic A
- model s modře podsvíceným LCD displejem zobrazujícím srdeční akce plodu i stav baterie.

Poznámky:

Poznámky:



**DN FORMED
BRNO s.r.o.**

Více než jen prodej ...

DN FORMED Brno s.r.o. • Hudcova 76a, 612 48 Brno
tel.: +420 532 198 888 • fax: +420 532 198 889
www.dnformed.cz • dnformed@dnformed.cz