

GASTROENTEROLOGIE

produktový katalog



Zajišťujeme kompletní vybavení ordinací vysoce kvalitními přístroji, nábytkem a doplňky. Zpracujeme Vaše specifické požadavky pro pohodlí a spokojenost Vaši i Vašich klientů.



Více než jen prodej ...

Společnost DN FORMED Brno s.r.o působí na českém trhu od roku 1992 v oblasti distribuce zařízení a servisních služeb pro privátní zdravotnický sektor, nemocnice, kliniky, laboratoře, rehabilitace, ústavy sociální péče, lázně a wellness provozy.

Specializujeme se na vybavení operačních sálů, ARO, JIP a kompletace technologických celků.

Zaměřujeme se na výrobky vysoké kvality s dlouhou životností.

Dlouhodobě zastupujeme několik renomovaných zahraničních firem z různých lékařských oborů:

MEDELA, DERUNGSS, NOUVAG – Švýcarsko, SCHMITZ, DUFNER – Německo, EMED, METRUM

CRYOFLEX – Polsko, ENVAIR - Anglie.

Zajišťujeme montáž a servis dodávaného zboží, spolupracujeme s inženýrskou kanceláří se specializací na lékařskou techniku pro dodávky komplexních technologických celků.

Realizovali jsme mnoho dodávek pro stacionární a mobilní zdravotnická pracoviště.

Ve spolupráci s bankovními institucemi zajišťujeme financování technologických celků včetně finančního leasingu.

Využíváme vlastní kalibrační laboratoř pro kalibrace pipet a validace laboratorních zařízení.

V oblasti metrologie zajišťujeme poradenství pro zajištění metodologických postupů v nemocnicích.

V rámci mezinárodních výstav zdravotnické techniky jsme obdrželi řadu významných ocenění pro výrobky firem, které na českém trhu zastupujeme.


Společnost DN FORMED Brno s.r.o. je certifikována TUV dle systému ISO ČSN EN ISO 9001:2009.

Obsah

Elektrochirurgický generátor ENDO (APC).....	4
Příslušenství pro gastroenterologii.....	5
Příslušenství pro PAPILOTOMII.....	6
Příslušenství pro ENDOSKOPII.....	7
Endoskopická proplachovací pumpa Waterfall	8
Odsávačka MEDELA BASIC 35.....	9
Mobilní operační stůl SCHMITZ OPX Mobilis.....	10
Svítlidla DERUNGS.....	11

Elektrochirurgický generátor ENDO

Jednotka ENDO je vyvinutá tak, aby splňovala veškeré požadavky endoskopické operativy. Umožňuje provádět všechny endoskopické zákroky se speciálními režimy řezu a argon-plazma koagulací. Systém nabízí pracovní režimy o frekvenci 333 [kHz] a výstupním výkonu až 400 [W]:
MONO CUT, POLIPO CUT, MUCO CUT, PAPILO CUT, MONO COAG, ENDO COAG, ENDO SPRAY, PASMA ARGON, PULSE PLASMA ARGON




Endo is controlled using a specially designed footswitch.

VÝHODY:

- maximálně jednoduché ovládání
- barevný TFT dotykový displej
- pokročilé endoskopické režimy
- dva režimy endoskopické argon-plazma koagulace
- kompatibilita s bezdrátovým pedálem
- speciální pedál se samostatnými spínači pro řez, koagulaci a argon
- automatická regulace pracovních parametrů rozpoznání připojených nástrojů – Smart Device Sytem
- přístrojový vozík se schránkou na argonové láhve a příručním košíkem na příslušenství



Silikonová neutrální elektroda



Jednorázová neutrální elektroda



Kabel pro připojení jednorázové dělené elektrody



Monopolární endoskopický kabel



Monopolární kabel pro flexibilní argonové sondy



Redukční ventil



Držák papilotomu (R2-50)



Endoskopický držák pro kličky (R1-100)



Ø 1.5 mm



Ø 2.3 mm



Ø 3.2 mm

- Flexibilní argonová sonda, pro opakované použití, GIT, Ø 2.3 mm, délka 2.2 m (932-149)
- Flexibilní argonová sonda, pro opakované použití, GIT, Ø 3.2 mm, délka 2.2 m (932-150)
- Flexibilní argonová sonda, GIT, Ø 2.3 mm, délka 3 m (932-152)

Příslušenství pro PAPILOTOMII




E30 Papillotomy snare loop



E32 Papillotomy needle knife



No.	Tube diameter (mm)	Tip length (mm)	Loop length (mm)	Shaft length (mm)	Catalogue number
1	2,3 tapered to 1,8	1 - 30	20		E30/1 Tip length
2			25		E30/2 Tip length
3			30		E30/3 Tip length
4	1,8			1 - 10	E32 Shaft length




E40 Dormia hexagonal snare




E41 Dormia spiral snare




No.	Tube diameter (mm)	Snare diameter (mm)	E40 Code	E41 Code	ES40 Code	ES41 Code
1	1,8	10	E40/1	E41/1	ES40/1	ES41/1
2		15	E40/2	E41/2	ES40/2	ES41/2
3		20	E40/3	E41/3	ES40/3	ES41/3
4		25	E40/4	E41/4	ES40/4	ES41/4
5		30	E40/5	E41/5	ES40/5	ES41/5
6		35	E40/6	E41/6	ES40/6	ES41/6
7		40	E40/7	E41/7	ES40/7	ES41/7
8	2,0	10	E40/8	E41/8	ES40/8	ES41/8
9		15	E40/9	E41/9	ES40/9	ES41/9
10		20	E40/10	E41/10	ES40/10	ES41/10
11		25	E40/11	E41/11	ES40/11	ES41/11
12		30	E40/12	E41/12	ES40/12	ES41/12
13		35	E40/13	E41/13	ES40/13	ES41/13
14		40	E40/14	E41/14	ES40/14	ES41/14
15	2,3	10	E40/15	E41/15	ES40/15	ES41/15
16		15	E40/16	E41/16	ES40/16	ES41/16
17		20	E40/17	E41/17	ES40/17	ES41/17
18		25	E40/18	E41/18	ES40/18	ES41/18
19		30	E40/19	E41/19	ES40/19	ES41/19
20		35	E40/20	E41/20	ES40/20	ES41/20
21		40	E40/21	E41/21	ES40/21	ES41/21




E17 Polypectomy snare, oval



E18 Polypectomy snare, hexagonal



E19 Polypectomy snare, asymmetrical



E20 Polypectomy snare, oval with teeth

No.	Tube diameter (mm)	Snare diameter (mm)	E17 Code	E18 Code	E19 Code	E20 Code
1	1,8	15	E17/2	E18/2	E19/2	E20/2
2		20	E17/3	E18/3	E19/3	E20/3
3		25	E17/4	E18/4	E19/4	E20/4
4		30	E17/5	E18/5	E19/5	E20/5
5		35	E17/6	E18/6	E19/6	E20/6
6		40	E17/7	E18/7	E19/7	E20/7
7		45	E17/8	E18/8	E19/8	E20/8
8	2,0	15	E17/11	E18/11	E19/11	E20/11
9		20	E17/12	E18/12	E19/12	E20/12
10		25	E17/13	E18/13	E19/13	E20/13
11		30	E17/14	E18/14	E19/14	E20/14
12		35	E17/15	E18/15	E19/15	E20/15
13		40	E17/16	E18/16	E19/16	E20/16
14		45	E17/17	E18/17	E19/17	E20/17
15	2,3	15	E17/20	E18/20	E19/20	E20/20
16		20	E17/21	E18/21	E19/21	E20/21
17		25	E17/22	E18/22	E19/22	E20/22
18		30	E17/23	E18/23	E19/23	E20/23
19		35	E17/24	E18/24	E19/24	E20/24
20		40	E17/25	E18/25	E19/25	E20/25
21		45	E17/26	E18/26	E19/26	E20/26

Příslušenství pro ENDOSKOPII



E53 Endoscopic needle in Teflon tube



E54 Endoscopic needle in metal tube



E56 Endoscopic needle in Teflon tube, disposable



Proplachovací pumpa WATERFALL

Endoskopická proplachovací pumpa Waterfall je určena pro zavodňování operačního pole a oplachování tkáně s cílem zlepšení přehledu v operačním poli.

Waterfall je charakterizována:

- nehlučným chodem max 50 dBa,
- snadnou výměnnou hadice,
- kontrolou otáček (průtoku),
- monitorování provozních parametrů,
- ovládáním pomocí nožního spínače (kabelový nebo bezdrátový), manuálním ovládáním (pomocí tlačítek na předním panelu) a použitím dálkových ovladačů (od EMED elektrochirurgické jednotky).



Příslušenství pro proplachovací pumpu:



PharMed hadička



PVC hadička do lahve



Jednotlačítkový nožní spínač

Odsávačky švýcarského výrobce Medela AG jsou charakteristické svojí vysokou výkonností, inteligentním bezpečnostním opatřením a snadnou obsluhou. Mimořádně spolehlivý chod díky pístovému systému a nenáročný provoz odsávaček garantuje splnění nejvyšších nároků kladených při odsávání. S komplexní řadou příslušenství nabízí Medela moderní účinná řešení.

Technologie nejvyšší úrovně

- pístový systém pro rychlé vytvoření vakua
- efektivní sací výkon: min. 30 l/min
- min. průtok 25 l/min., max. průtok 35 l/min.
- podtlak: - 90 kPa, tolerance +/- 15%
- membránový regulátor vakua pro přesný sací výkon
- záruka na agregát přístroje 5 let

Flexibilita

- přenosná nebo pojízdná verze
- příslušenství pro jednorázové nebo opakované použití



- příslušenství pro opakované použití



- příslušenství pro jednorázové použití

Mobilní operační stůl OPX MOBILIS



Špičková kvalita a moderní design od výrobce s tradicí více než 80 let

Univerzální operační stůl s elektro-hydraulickým nastavením čtyř pozic pomocí dálkového ovládání: nastavení výšky, laterálního náklonu (levý/pravý), Trendelenburg/obrácený Trendelenburg, a zádového dílu.

Všechna tato nastavení lze ovládat také manuálně pomocí hydraulické nožní pumpy.

Stůl je vybaven akumulátorovou baterií a externí nabíječkou baterie se síťovým kabelem.

Stůl je mobilní na čtyřech antistatických dvojitých kolečkách s kryty a je vybaven pomocným odpruženým směrovým kolečkem a centrální brzdou ovladatelnou nožním pedálem.



DALŠÍ VYBAVENÍ:

Speciální antistatické pěnové podložky.

Rám stolu z nerezové oceli, iradovaný, elektrolyticky leštěný

Boční kolejnice z nerezové oceli, 25 × 100 mm, na obou stranách desky stolu pro připojení příslušenství, stojan s obložením z nerezové oceli. Mobilní základna z nárazuvzdorného plastu.



Mobilní stůl DIAMOND

Švýcarská kvalita ověřená 65 letou tradicí

Typologie

- operační / zákroková - stropní, nástěnná, pojízdná
- zákroková / vyšetřovací - stropní, nástěnná, pojízdná nebo s volitelným uchycením na eurolištu, stůl

Základní standardy výrobce

- špičková švýcarská kvalita
- vysoká světelná intenzita technologie LED
- diamantová optika pro optimální míchání barev světla (u vybraných typů svítidel)
- moderní design
- všechny klouby svítidel jsou fixovány speciálním balančním systémem
- flexibilní ramena vyráběná speciální technologií zaručující jejich dlouhou životnost
- odnímatelný držák sterilizovatelný na 120 °C (u vybraných typů svítidel)
- variantní řešení
- ekonomický a praktický provoz
- nejaktuálnější lékařské normy
- vysoké bezpečnostní předpisy
- záruka 2 roky

Kompletní katalog svítidel a podrobné technické nákresy k jednotlivým typům svítidel zašleme na vyžádání.



Triango LED - 60.000 lx / 1m, 4500 K



Iris LED - 50.000 lx / 1m, 4300 K



Visiano 20 LED - 60.000 lx / 0,5m
3500 K / 4500 K



Visiano 10 LED - 50.000 lx / 0,5m, 4400 K



Halux LED - 40.000 lx / 0,5m, 4400 K nebo
4400 K / 3800 K / 3300 K



HX LED - 15.000 lx / 0,5m, 4000 K



**DN FORMED
BRNO s.r.o.**

Více než jen prodej ...

DN FORMED Brno s.r.o. • Hudcova 76a, 612 48 Brno
tel.: +420 532 198 888 • fax: +420 532 198 889
www.dnformed.cz • dnformed@dnformed.cz