

Vybavení plastické a estetické chirurgie produktový katalog



Zajišťujeme kompletní vybavení ordinací vysoce kvalitními přístroji, nábytkem a doplňky.
Zpracujeme Vaše specifické požadavky pro pohodlí a spokojenost Vaši i Vašich klientů.

Více než jen prodej ...

Společnost DN FORMED Brno s.r.o působí na českém trhu od roku 1992 v oblasti distribuce zařízení a servisních služeb pro privátní zdravotnický sektor, nemocnice, kliniky, laboratoře, rehabilitace, ústavy sociální péče, lázně a wellness provozy.

Specializujeme se na vybavení operačních sálů, ARO, JIP a kompletace technologických celků.

Zaměřujeme se na výrobky vysoké kvality s dlouhou životností.

Dlouhodobě zastupujeme několik renomovaných zahraničních firem z různých lékařských oborů: MEDELA, DERUNGSS, NOUVAG – Švýcarsko, SCHMITZ, DUFNER – Německo, EMED, METRUM CRYOFLEX – Polsko, ENVAIR - Anglie.

Zajišťujeme montáž a servis dodávaného zboží, spolupracujeme s inženýrskou kanceláří se specializací na lékařskou techniku pro dodávky komplexních technologických celků.

Realizovali jsme mnoho dodávek pro stacionární a mobilní zdravotnická pracoviště.

Ve spolupráci s bankovními institucemi zajišťujeme financování technologických celků včetně finančního leasingu.

Využíváme vlastní kalibrační laboratoř pro kalibrace pipet a validace laboratorních zařízení.

V oblasti metrologie zajišťujeme poradenství pro zajištění metodologických postupů v nemocnicích.

V rámci mezinárodních výstav zdravotnické techniky jsme obdrželi řadu významných ocenění pro výrobky firem, které na českém trhu zastupujeme.

Společnost DN FORMED Brno s.r.o. je certifikována TUV dle systému ISO ČSN EN ISO 9001:2009.

Obsah

Chirurgická odsávačka Medela Dominant Flex	4
Infiltrační pumpa DP 30 LipoPlus	5
Kompaktní vibrační odsávací systém s infiltrační pumpou LipoSurg	6
Spotřební materiál pro infiltraci	7
Kanyly odsávací Dufner	8
Elektroautery Emed	9
Svítlidla Derungs	10
Zámkové lehátko Resi	11

Odsávací systémy

Odsávačky švýcarského výrobce Medela AG jsou charakteristické svojí vysokou výkonností, inteligentním bezpečnostním opatřením a snadnou obsluhou. Mimořádně spolehlivý chod díky bezúdržbovému pístovému usystému a nenáročný provoz odsávaček garantuje splnění nejvyšších nároků kladených při odsávání. S komplexní řadou příslušenství nabízí Medela moderní účinná řešení.

Široká řada typů odsávaček nabízí možnost jejich využití ve všech lékařských oborech.

DOMINANT FLEX 65

Multifunkční elektrická odsávačka vhodná pro platickou chirurgii - liposukce.

Technologie nejvyšší úrovně

- pístový systém pro rychlé vytvoření vakua
- efektivní sací výkon: 40 / 50 / 60 l/min.
- min. průtok 35 l/min., max. průtok 65 l/min.
- podtlak: - 95 kPa, tolerance +/- 15%
- 3 tlačítka One-Touch pro změnu průtoku
- membránový regulátor vakua pro přesný sací výkon
- záruka 5 let

One-Touch / Volitelné nastavení průtoků

- jedna univerzální multifunkční odsávačka pro více aplikací
- 40 l / min: velmi tichý režim
- 50 l / min: standardní režim
- 60 l / min: turbo režim pro rychlý nástup vakua do 8 vteřin

Výhody

- maximálně tichý a spolehlivý provoz
- velmi dlouhá životnost
- bezúdržbový systém

Volitelné příslušenství

N077.0741 Vozík s eurolišťou pro upevnění odsávačky

N077.0742 Vozík s eurolišťou dvojíť pro upevnění odsávačky a infiltrační pumpy DP 30 LipoPlus nebo LipoSurg

- jednorázový odsávací systém (láhev PC, MedelaVak vč. bakt. filtru, držák láhve)
- jednorázový odsávací systém (láhev PC, MedelaVak vč. bakt. filtru, držák láhve)



Dominant Flex a DP 30 LipoPlus
- kompletní sestava

Inovovaná technologie

Infiltrační pumpa navržená speciálně pro infiltraci kapaliny při odstraňování tukové tkáně formou tumescentní liposukce.

Po aplikaci je procedura liposukce snadnější, bezpečná a zanechává příznivé kosmetické výsledky.

Oproti verzi DP 30 díky svému vyššímu výkonu podává větší objem infiltrační kapaliny s optimálním tlakem.

Otáčky lze snadno regulovat nožní pedálem Vario.

Možnost použití námi dodávaných odsávacích kanyl s Clicasept konektorem.

Pro odsávání tukové tkáně je možné použít námi dodávanou odsávačku švýcarského výrobce MEDELA AG typ Dominant Flex 65 s vozíkem, na kterém je instalován nádstavný držák pro DP 30 LipoPlus (viz foto na str. 4)

DP 30 LipoPlus

Nový typ infiltrační pumpy s vyšším výkonem až 27 l/hod.

Základní příslušenství v ceně

- N4181 Infiltrační pumpa DP 30 LipoPlus
- N1501 Pedál Vario k plynulé regulaci otáček
- N1770 Držák láhve s infiltračním roztokem
- N6022 Set infiltrační jednorázový, 4m, sterilní

Technické parametry

- napětí: 230V/50Hz
- průtok: 1-27 l/h
- max. tlak: 2,0 bar
- rozměr: Š260 x H250 x V110 mm
- hmotnost: 3,5 kg
- záruka: 2 roky



Spotřební materiál

- N6022 Set infiltrační jednorázový, 4m, sterilní, min. obj. množství bal. 10 ks
- N15885492 Jehla infiltrační jednorázová 1,10 x 120 mm, sterilní, bal. 100 ks

Kompaktní vibrační odsávací systém s infiltrační pumpou

Kombinovaný systém infiltrační pumpy a mikroprocesorem řízeného vibračního odsávacího systému, který šetří lékaři čas, fyzickou námahu a umožňuje mu šetrné odstranění tukové tkáně. Průtokem až 27 litrů za hodinu urychluje infiltraci roztoku a výrazně snižuje náklady na jednoho pacienta. Multifunkční nožní pedál Vario umožňuje regulovat rychlost vibrace nebo průtoku roztoku. Procedura tumescentní liposukce s přístrojem LipoSurg je snadná, bezpečná a zanechává příznivé kosmetické výsledky.

Možnost použití námi dodávaných odsávacích kanyl s Clicasept konektorem.

Pro odsávání tukové tkáně je možné použít námi dodávanou odsávačku švýcarského výrobce MEDELA AG typ Dominant Flex 65 s vozíkem, na kterém je instalován nádstavný držák pro LipoSurg.

LipoSurg

Kompaktní systém 2 v 1

Základní příslušenství v ceně

- N3362 Řídící jednotka LipoSurg
- N1511 Pedál VARIO k plynulé regulaci otáček, kabel 4 m
- N2101 Mikromotor elektronický 21 vč. kabelu 4 m
- N5077 Držák Conform kanyly
- N5107 Rukojeť kompletní pro mikromotor 21, autoklávatelná
- N6022 Set infiltrační jednorázový, 4m, sterilní
- N6026 Hadice odsávací PVC jednorázová, Ø 6,5/9 mm, 4 m, sterilní
- N28857 Klip odsávací hadice pro fixaci ke kabelu motoru, bal. 5 ks
- N1770 Držák láhve s infiltračním roztokem
- N1170 Držák rukojeti pro odložení na stůl
- N1974 Tryska ke spreji NouClean pro údržbu a čištění mikromotoru
- N1958 Tryska ke spreji NouClean pro údržbu a čištění držáku



Spotřební materiál

- N1984 Sprej NouClean pro údržbu a čištění
- N6022 Set infiltrační jednorázový, 4m, sterilní, min. obj. množství bal. 10 ks
- N6026 Hadice odsávací PVC jednorázová, Ø 6,5/9 mm, 4 m, sterilní, min. obj. množství bal. 10 ks
- N077.0900 Hadice odsávací silikonová autoklávatelná, Ø 7/2 mm, metráž
- N15885492 Jehla infiltrační jednorázová 1,10 x 120 mm, sterilní, bal. 100 ks

Technické parametry

- napětí: 230V/50Hz
- průtok: 1 - 27 l / hod. (450 ml / min.)
- max. tlak: 2,0 bar
- frekvence Conform kanyly: 2.700 - 5.100 vibrací / min.
- Conform kanyla: 2 mm
- motor Conform kanyly: elektronický, rukojeť autoklávatelná
- rozměr: Š260 x H250 x V110 mm
- hmotnost: 3,5 kg
- záruka: 2 roky

Sety infiltrační

N6022 Set infiltrační jednoráz. pro DP 20, DP 30, DP 30 LipoPlus, LipoSurg, 4m, sterilní - 1 ks

N6017 Set infiltrační jednoráz. pro DP 2000, sterilní - 1 ks
(lze použít i pro DP 20, DP 30, DP 30 LipoPlus, LipoSurg)



Jehly infiltrační

STANDARDNĚ DODÁVANÉ VELIKOSTI NA PLASTICKÉ CHIRURGIE – LIPOSUKCE

N15885092 Jehla infiltrační SUPRA 0,9 x 120 mm - bal. 100 ks

N15885292 Jehla infiltrační SUPRA 1.0 x 120 mm - bal. 100 ks

N15885492 Jehla infiltrační SUPRA 1.1 x 120 mm - bal. 100 ks

N15885691 Jehla infiltrační SUPRA 1.2 x 100 mm - bal. 100 ks, min. odběr 5 balení

N15886510 Jehla infiltrační SUPRA 2,0 x 100 mm - bal. 100 ks, min. odběr 5 balení

N15886511 Jehla infiltrační SUPRA 2,0 x 120 mm - bal. 100 ks, min. odběr 5 balení

Kompletní katalog a ceník dalších velikostí jehel zašleme na vyžádání.



Kanyly s Clicasept konektorem - nejběžněji používané typy



Ø 3,0 mm, 24 kulatých otvorů, délka 250 mm, 300 mm, 350 mm
Ø 3,0 mm, 12 kulatých otvorů, délka 150 mm, 200 mm, 250 mm



Ø 4,0 mm, 120°spiral profil - 2 spirály, délka 240 mm
Ø 4,0 mm, 120°spiral profil - 3 spirály, délka 240 mm, 280 mm



Ø 3,0 mm, 120°spiral profil - 2 spirály, délka 240 mm, 280 mm
Ø 3,0 mm, 120°spiral profil - 3 spirály, délka 240 mm, 280 mm



Ø 3,0 mm, 360°spiral profil - 1 spirála, délka 150 mm, 250 mm
Ø 4,0 mm, 360°spiral profil - 1 spirála, délka 250 mm



KANYLA ODSÁVACÍ MERCEDES

Ø 3,0 mm, délka 240 mm, 280 mm
Ø 4,0 mm, délka 240 mm, 280 mm



KANYLA ODSÁVACÍ NA PODBRADEK

Ø 2,5 mm, 4 otvory + 1 centrální, délka 150 mm



KANYLA ODSÁVACÍ BAJONETOVÁ

Ø 3,0 mm, 11 otvorů, bajonetový tvar, délka 140 mm



KANYLA ODSÁVACÍ KONICKÁ

Ø 2,0 mm, 22 otvorů + 1 dlouhý centrální, délka 150 mm



Přechodka Clicasept/Luer-Lock

Držák Mictec odsávací kanyly s otvorem a Clicasept konektorem



Všechny kanyly jsou také k dispozici s Luer konektorem.

Kompletní katalog a ceník zašleme na vyžádání.

Elektrochirurgie bez hranic

Univerzální elektrochirurgický generátor EMED ES 120

ES120 nabízí samostatné ovládání monopolárního řezu a koagulace a bipolární koagulace. Generátor je možné doplnit o multifunkční nožní spínač.

Přístroj pracuje v následujících módech:

- čistý řez
- řez s hemostází
- povrchová koagulace
- hloubková koagulace
- bipolární koagulace



Díky intuitivnímu ovládání a jednoduchému použití je generátor ES120 ideální pro ambulantní použití v gynekologii, dermatologii a plastické chirurgii, stejně jako při drobných chirurgických zákrocích.

Výhody

- samostatné ovládání monopolárního a bipolárního výstupu
- samostatný konektor pro připojení monopolárního a bipolárního příslušenství.
- multifunkční nožní spínač

Volitelné příslušenství

Součástí nabídky je široká řada volitelného příslušenství k nabízeným elektrokauterům EMED:



EMED představuje celou řadu výkonných elektrochirurgických generátorů



EMED ES 300



EMED ES 350



EMED ES 350
(argon + thermostapler)



EMED ARTRO



EMED ES SPECTRUM



EMED ATOM

Švýcarská kvalita ověřená 65 letou tradicí

Typologie

- operační / zákroková - stropní, nástěnná, pojízdná
- zákroková / vyšetřovací - stropní, nástěnná, pojízdná nebo s volitelným uchycením na eurolištu, stůl

Základní standardy výrobce

- špičková švýcarská kvalita
- vysoká světelná intenzita technologie LED
- diamantová optika pro optimální míchání barev světla (u vybraných typů svítidel)
- moderní design
- všechny klouby svítidel jsou fixovány speciálním balančním systémem
- flexibilní ramena vyráběná speciální technologií zaručující jejich dlouhou životnost
- odnímatelný držák sterilizovatelný na 120 °C (u vybraných typů svítidel)
- variantní řešení
- ekonomický a praktický provoz
- nejaktuálnější lékařské normy
- vysoké bezpečnostní předpisy
- záruka 2 roky

Kompletní katalog svítidel a podrobné technické nákresy k jednotlivým typům svítidel zašleme na vyžádání.



Triango LED - 60.000 lx / 1m, 4500 K



Iris LED - 50.000 lx / 1m, 4300 K



Visiano 20 LED - 60.000 lx / 0,5m
3500 K / 4500 K



Visiano 10 LED - 50.000 lx / 0,5m, 4400 K



Halux LED - 40.000 lx / 0,5m, 4400 K nebo
4400 K / 3800 K / 3300 K




HX LED - 15.000 lx / 0,5m, 4000 K

Základové lehátko



Specifikace:

- Základová část je obsluhovatelná pro sezení (za příplatek elektronicky)
- Hlavový díl odnímatelný
- Podpěrky paží výškově nastavitelné, odnímatelné
- Nastavitelná poloha nohou plynovou vzpěrou
- Elektricky nastavitelná výška 50-105 cm
- Ruční ovladač elektromotoru



Možnosti příslušenství



Nožní ovladač



Kolečka





Konstrukční ovladač



Držák papíru

Možnosti manipulace



Rozměry stolu: 172 x 71 cm, 7 segmentový



**DN FORMED
BRNO s.r.o.**

Více než jen prodej ...

DN FORMED Brno s.r.o. • Hudcova 76a, 612 48 Brno
tel.: +420 532 198 888 • fax: +420 532 198 889
www.dnformed.cz • dnformed@dnformed.cz